

Bederní epidurální trenažér



Popis

Bezpečně si osvojte důležité techniky zavádění spinálního epidurálu a katetrizace pomocí snadno použitelného trenažéru lumbálního epidurálu pod ultrazvukovou kontrolou.

Náš věrný simulátor se používá ve vzpřímené poloze nebo v poloze bočního lehu a zobrazuje bederní obratle, hřeben kyčelního kloubu, trnový výběžek, vazivový aparát,

epidurální prostor a mozkovou trubici. Epidurální procedura umožňuje uživateli vstoupit do epidurálního prostoru a zavést epidurální katétr.

Specifikace:

- Vyměnitelné varianty tkání umožňují postupný rozvoj dovedností u různých skupin pacientů.
- Vysoce odolná vyměnitelná tkáň pro opakované zákroky
- Nejrealističtější zpětná vazba na trhu

Funkce:

- K identifikaci orientačních bodů použijte ultrazvuk a palpaci.
- Nácvik spinálních a epidurálních injekcí od zavedení až po úplnou katetrizaci.
- Vyzkoušejte si přítomnost a nepřítomnost odporu a poklepávání na hlavici až do okamžiku ztráty odporu.
- Schopnost změřit a zavést katétr do vhodné hloubky; vyjmout jehlu a zajistit ji.
- Nácvik zákroku v poloze levého bočního lehu nebo v poloze vsedě.

Možnost dokoupení:

LENT-30 Bederní epidurální tkáň pro dospělé
LEOT-30 Obézní bederní epidurální tkáň u dospělých
LEGT-30 Geriatrická bederní epidurální tkáň
IVB-12 Vyměnitelné IV sáčky (2 balení)
IVB-22 Vyměnitelné IV vaky – pro dospělé (2 balení)
IVB-20 Balíček simulovaného IV sáčku – pro dospělé
IVB-10 Balíček simulovaného IV sáčku
LPE-1001 Injekční stříkačka pro vedení míšní tekutiny