

Simulační model kastrace psa



Popis

Simulátor kastrace psa umožňuje studentům a instruktorům opakovaný nácvik s malou náhradní sadou.

Model obsahuje vyměnitelnou kůži a vyměnitelná varlata. Každé varle má dvě simulované cévy, které napodobují chámovod a cévní zásobení. Varlata obaluje vrstva, která napodobuje tunica albuginea (vazivové pouzdro). Opakovaně použitelná základna má vyvýšený výstupek, který pro palpační účely představuje penis a trubici, která představuje močovou trubici. Po nanesení lubrikantu lze varlata posunout pro preskrotální přístup. Poté je lze kastrovat zavřenou nebo otevřenou technikou. Kožní řez lze po zákroku uzavřít.