

Paže k CPARLENE pro měření TK



Popis

Paže je velmi snadno připojitelná k modelům CPARLENE®. Ramenní kloub umožňuje vytočení paže od těla pro snazší přístup. Paže je neprogramovaná pro demonstraci pěti Korotkovových fází, včetně zapnutí nebo vypnutí auskultační mezery, která se může projevit mezi fázemi 1 a 2. Oddělené ovládání hlasitosti a možnost připojení externího reproduktoru. Externí reproduktor je možné využít i pro prezentaci zvuků, kterou jsou slyšet během měření pacientova krevního tlaku, a to bez použití stetoskopu a paže. Samostatné ovládání frekvence srdečního tepu od cca 50 do 100 tepů za minutu.

Simulátor měření krevního tlaku obsahuje manžetu s tonometrem. Kontrolka stavu slabých baterií. Včetně čtyřech baterií o velikosti AA. Externí reproduktory k objednání zvlášť.