

## Obézní záchranářský oblek



### Popis

Manipulační techniky u standardního pacienta nejsou aplikovatelné při vyprošťování chorobně obézních pacientů. Fyzickým omezením budov, ve kterých někteří obézní pacienti bydlí, rovněž vyžadují zvláštní pozornost při manipulaci s obézním pacientem.

Tento obézní záchranářský oblek kopíruje hmotnost a pohyblivost tělesných tkání chorobně obézních pacientů. Takové simulace je možné dosáhnout naplněním obleku vodou až do hmotnosti cca 200kg. Po dokončení nácviku je možné vodu jednoduše vypustit a samotný model je možné pak snadno převážet mezi místy pro nácvik.

Obézní záchranářský oblek je určen pouze pro použití s klasickými modely Rescue Randy o výšce cca 165 cm bez vlasů.