

Rescue Randy 9000



Popis

Figurínu je možné upravit dle specifických požadavků uživatele pro optimální tréninkové využití. Model je vyroben z odolných polyethylenových částí (stejný materiál, ze kterého jsou vyráběny páteřní desky), které umožňují přidání různé hmotnosti do každé části zvlášť. Je možné použít vodu, písek nebo jinou substanci, kterou je pak možné z jednotlivých částí odstranit.

Prázdná figurína je velmi snadno přenosná i skladovatelná. Uživatelem definovaná konstrukce zajišťuje konstantní velikost pro každou z figurín a umožňuje využití modelu Randy 9000 v každém představitelném prostředí.

Každá tisící část je spojena použitím nerezové oceli. Rozsah pohybu kloubů, včetně ohnutí v pase, odpovídá skutečnosti. Randy 9000 je ideální pro soutěže, nácvik na lodi, těžké, horizontální nebo lehké záchranné akce jako například imobilizace páteře. Randy 9000 je možné využít za každého počasí a konstrukce spojů chrání prsty záchranářů.

Každou část modelu je velmi snadné vyměnit.