


2) Transportní svinovací nosítka



Popis

Svinovací nosítka ESN-10

Transportní svinovací nosítka se používají při neodkladné první pomoci k fixaci a bezpečnému transportu zraněné osoby. Nosítka lze použít v případě potřeby k vyzvednutí zraněného z těžko dostupných a úzkých míst (jímký, jámy, strže atd.) pomocí lana a navijáku a rovněž k odtažení zraněného po jakémkoli povrchu (schody, štrk, kameny atd.) bez nepříjemného pocitu pro pacienta. Nosítka mohou být rovněž vybavena závažným systémem pro transport helikoptérou, vakuovou fixační matrací včetně příslušenství (samotné zavazadlo) pro dokonalou fixaci těla pacienta nebo plovákovým systémem se závažím pro záchranu tonoucí osoby. skelet vyrobený z odolného vysokohustotního polyetylénu

(HDPE)

Příslušenství:

popruhy s pásky pro fixaci pacienta uvnitř skeletu
2 madla na podélných stranách nosítek
popruh s PUŘ madlem pro táhnutí nosítek po nerovném povrchu
transportní batoh pro základní set a veškeré nadstandardní příslušenství (mimo vakuové fixační matrace a jejího příslušenství)

Technické parametry:

Rozměry v rozloženém stavu: 240 x 93 cm
Rozměry ve složeném stavu: 20 x 20,5 x 93 cm
Celková hmotnost včetně transportního batohu (mimo vakuovou fixační matraci a jejího příslušenství): 11,5 kg

Volitelné příslušenství:

speciální lano pro vyzvednutí nosítek z úzkých prostor
závěsný systém pod helikoptéru
plovákový systém (2 ks nafukovacích plováků, 1 ks nafukovacího polštáře a 1 ks stabilizační zátky)
vakuová fixační matrace včetně příslušenství (vakuová pumpa se slapkou velká, transportní taška)