

## SonoEZ pediatrický ultrazvukový trenažér „CVC“



### Popis

Tento model se používá k nácviku zavedení kanyly. Obsahuje dvě cévy: karotickou tepnu (krkavici) a vnitřní jugulární žílu.

Vnitřní jugulární žíla se stlačí tlakem sondy; jedná se o standardní postup při zavádění kanyly. Cévy se nacházejí na obou stranách krku.

Tyto ultrazvukové simulátory nabízejí detailní a realistické znázornění lidské anatomie a umožňují praktický výcvik sonografie. Ideální pro použití při školení lékařů, sonografů a zdravotnických pracovníků. Materiál umožňuje opakované používání. Dodává se v plastovém boxu.