

1) SCOOP - rám páteřový



Popis

Nosítka Scoop - díky rozdělení nosítek Scoop v polovině, je možné nosítka umístit pod pacienta, aniž by bylo nutné s ním hýbat. Nosítka Scoop je možné využít při zvedání, přesunu nebo přemístění většiny pacientů. Speciální pozornost byla věnována na výběr a vymezení použitého konstrukčního materiálu, který musí splňovat specifické požadavky: lehkost, mechanickou odolnost, spolehlivost a trvanlivost. Tvar nosítek byl vyvinut pro snazší vsunutí nosítek pod tělo pacienta a zároveň stabilizaci při transportu. Nosítka Scoop jsou dodávána se třemi pásy s rychlo-přesky.

Minimální vysunutí: 1665 mm

Maximální vysunutí: 2168 mm

Délka při přeložení: 1200 mm

Šířka: 435 mm

Tloušťka: 65 mm

Tloušťka při přeložení: 85 mm

Hmotnost: 7.9 ± 0.4 kg

Nosnost: 170 kg