

Trauma dolní končetina



Popis

Nácvik první pomoci a zajištění silného krvácení pomocí trauma modelu dolní končetiny. Trenažér představuje poraněnou dolní končetinu s tržnými ranami, vstupní a výstupní střelnou ranou. Pro zastavení skutečného krvácení můžete použít přímý tlak, zajistit ránu gázou, přiložit tlakový obvaz nebo použít škrtidlo (škrtidlo není součástí balení).

- Vysoce kvalitní silikon představující měkké tkáně
- Krvácivý systém umožňuje výtok krve z ran
- Aplikace turniketu zastaví krvácení

- Včetně simulované krve
- Aplikační láhev v ceně
- Délka: 48 cm
- Průměr: 18 cm