

Trenažér ESD (endoskopická submukózní disekce)



Popis

Tento model představuje téměř shodnou reprodukci lidského žaludku a lze jej použít pro nácvik ESD. S ohledem na funkčnost endoskopu je přechodová část z jícnu do žaludku vyrobena z měkké pryskyřice. Umístěním reálného vypreparovaného žaludku prasete* v oblasti, kde má být ESD provedeno, lze pomocí endoskopu zaznamenávat velmi podobný pocit, jako u lidské žaludeční stěny.

Funkce

- Nácvik lze zahájit jednoduše kombinací tohoto modelu a pitvaného prasečího žaludku.
- Velmi realistický a obdobný pocit jako při skutečném zákroku.
- Perforační proceduru, která se při samotném ošetření nikdy neprovede, lze zažít s vědomím rizika zákroku s realistickým pocitem.
- Praktický nácvik.
- Vestibulární přední stěna.
- Vestibulární zadní stěna.
- Velké zakřivení levého okraje.
- Malé zakřivení pravého okraje.

Komponenty

- Model žaludku
- Úložný kufr
- Kovové uchycení pro preparovaný žaludek
- Víko
- Upevňovací pás pro kovové uchycení
- Elektroda

* Prasečí žaludek není součástí.

