

## Trenažér mužského rektálního vyšetření, pokročilý



### Popis

#### PŘEHLED

- Simulace kontrakce svěrače umožňuje účastníkům posoudit anální tonus
- Výměnné prostaty lze snadno a rychle vyměnit, mimo zrak studentů
- Levá laterální pozice
- Přidání nahromaděné fekální hmoty umožňuje účastníkům rozpoznat a rozlišit tento běžný nález
- Sada devíti vysoce kvalitních ilustrací análních stavů
- Vnější anorektální ilustrace jsou ideální pro začlenění do scénářů a hodnocení OBSE

#### REALISMUS

- Měkké, oddělitelné hýždě
- Realistický řitní otvor s klidovým tonem a schopností kontrakce

#### VŠESTRANNOST

- Trenažér může být rovněž používán v polo-stojící poloze pomocí volitelného stojanu (OS140-0515)

#### BEZPEČNOST

Bez latexu

#### ANATOMIE

Hýždě, řitní otvor, konečník, prostata a perineum

#### ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

- Digitální vyšetření řitního otvoru, konečníku a prostaty
- Posouzení análního tonu

- Identifikace fekální hmoty v konečníku
- Identifikace vnějších anorektálních stavů
- Komunikace mezi odborníkem a pacientem

Obsahuje: torzo mužské pánve, stojan pro levou laterální pozici, normální perineum s análním tonem, patologické perineum s análním tonem, normální prostata, ilustrovaná sada vnějších stavů, benigní bilaterální zvětšená prostata, unilaterální karcinom prostaty, bilaterální karcinom prostaty, nahromadění fekální hmoty, lubrikant