

WMBIG T Cvičná končetina



Popis

Cvičná dolní končetina dospělého, kompletní s pokožkou a cartridgem, umožňuje studentům pochopit správné orientační body a umístění intraoseálního zařízení. Cartridgem odpovídá hustotou a strukturou skutečné kostní dřeni a je umístěn pod latexovým pláštěm, který slouží jako pokožka cvičné končetiny. Tato dolní končetina je navržena s hmatnou holenní kostí a je použitelná společně s jakýmkoliv IO zařízením určené k tibiálnímu umístění.