


SAM Junctional Tourniquet s 1 kompresí



Popis

SAM® Junctional Tourniquet (SJT) je určen ke kontrole krvácení, kde klasické škrtidlo již není dostatečně účinné, například při zranění po výbuchu či rozsáhlých amputacích, kdy je rozhodující čas. SAM Junctional Tourniquet nabízí v kompaktním designu jednoduché řešení pouze ve 4 krocích a rychlou aplikaci (méně než 25 vteřin). Kompresní část je umístěna co nejblíže poranění a nafukována, dokud se krvácení nezastaví. Odolné provedení zajistí, že turniket zůstává na místě aplikace i během transportu.

SAM® Junctional Tourniquet je jediným FDA schváleným prostředkem, který stabilizuje fraktury pánve. Poslední studie ukazují, že vnitřní krvácení je často provázeno frakturou pánve. Patentovaná spona umožňuje pouze klinicky správný tlak v každou dobu, což je v strasových situacích klíčové.

SAM® Junctional Tourniquet (SJT) je jediným prostředkem, zajišťujícím klinicky

správnou sílu při frakturách pánve.