Podložka pro IM/SC injekční aplikaci s připínacím systémem





Popis

Podložka pro IM/SC injekční aplikaci s připínacím systémem tento model se připevňuje na paže účastníků cvičení a umožňuje jim procvičovat techniky intramuskulární a subkutánní injekce a rozvíjet komunikační dovednosti s pacienty během cvičení.

Protože je na kůži použita speciální silikonová guma, má podobný vzhled, texturu a pocit propíchnutí jako u živého těla a tím cvičení tak působí realisticky.
Akromion lze palpovat a lze procvičit techniku určení místa vpichu pro intramuskulární/subkutánní injekci.
Použitím jiného materiálu pro místo SC injekce než u ostatních materiálů lze reprodukovat realistický pocit sevření podkožní tkáně

Praktický výcvik pro:
Intramuskulární (i.m.) injekce
Subkutánní (SC) injekce

① Kůže pro intramuskulární a subkutánní injekci 1ks
② Místo injekce IM a SC 1ks
③ Chránič pro intramuskulární a subkutánní injekci 1ks