Cvičná sada Intraoseální jehla NIO, Adult / Pediatric











Popis

Trénovací sada pro použití intraoseální jehly NIO - automatické intraoseální za?ízení p?ipravené pro bezpe?ný, snadný a rychlý vaskulární p?ístup b?hem cca 10 vte?in. Zcela nové provedení jehly pro intraoseální aplikaci lék? do krevního ?e?išt? v oblasti proximální ?ásti tibie a humeru. Jednoduché a rychlé provedení vpichu pomocí zdokonaleného mechanizmu, se zásadním omezením možného stresu b?hem aplikace.

Žádné vrtání, žádné baterie, žádné další dodate?né sou?ásti.

P?vodní nast?elovací intraoseální jehla BIG byla vyvinuta za ú?elem pomoci záchraná??m p?i záchran? života poskytnutím rychlého, bezpe?ného a snadného zp?sobu v získání p?ístupu do krevního ?e?išt? skrze kostní d?e?, p?i zachování stejné ú?innosti podávaných lé?iv a rychlosti jako p?i IV p?ístupu.

Intraoseální aplikace NIO a BIG nabízí:

- zavedení infúze b?hem cca 18 vte?in!

- rychlá absorpce roztok? a medikament?

- snadné použití a relativn? bezbolestná penetrace

- naprosto bezpe?né pro zdravotníky - žádný p?ímý kontakt s krví pacienta

- vhodné i pro krevní transfúzi

- zcela bezúdržbové

- balení pro okamžité použití

- ur?eno pro pacienty od 3 do 12 let v?ku

Tento produkt je ur?en pouze pro zaškolené zdravotníky, není ur?en a prodáván laické ve?ejnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že informace na této internetové stránce a informace o produktu je určená výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nejste odborníkem v smyslu §2a zákona č. 40 /1995 Sb. , vystavujete se riziku nesprávného porozumění obsahu těchto stránek. Zvažte proto, prosím, konzultaci tohoto obsahu s osobou, která odborníkem v smyslu §2a zákona č. 40 /1995 Sb. skutečně je.